




ISB-24 2.4m×1.2m


病院内や医療施設において、二次感染リスクを押える際に役に立つ、隔離ブースです。キャスター付のフレームは、広げるだけで簡単に設営・撤去ができます。



## 院内での二次感染リスクを最大限に減らす



感染症に侵されている患者様を、隔離ブース内に収容する。




感染症が疑われる患者様（発熱・咳の症状が有る方）を、一時的に隔離する。

広げてベッドや椅子を入れるだけ！



キャスター付きでスムーズ“軽々”設置



【フレームの組立】 広げてネジを締めるだけ! キャスターが付いていますので、1人でスイスイと広げられます。



【シートの取付】 フレームの外側から、ぐるっと周囲を回す様にして、固定し、マジックテープで固定します。



**完成**



**屋根を取り外して、使用できます。**

## 仕様・規格



### 規格サイズ

名称	Ref.	幅×奥行×高さ(m)	フレーム重量	幕体重量 (kg)	希望小売価格
感染症隔離ブース1床用 (透明シート/抗菌生地仕様)	ISB-24	2.4×1.2×1.8	6.0	6.0	¥ 99,000(税込)
感染症隔離ブース1床用 (抗ウイルスフィルム仕様)	ISB-24VI	2.4×1.2×1.8	6.0	6.0	¥ 148,500(税込)

### 【仕様】

フレーム： アルミニウム製 6N01-T5  
 幕 体： ■透明シート仕様  
           塩化ビニールフィルム・非防炎/透明シート  
           ■抗菌生地仕様  
           抗菌・防カビ加工生地/ホワイト  
           ■抗ウイルスフィルム仕様  
           塩化ビニール抗ウイルス防炎フィルム/透明シート  
 出入口： 2か所 (2.4m方向)

### 【見取図】



### 【梱包状態】



患者様の様子を伺える  
**透明シート**

色 / 透明



感染症リスク軽減  
**抗菌生地**

色 / ホワイト

