

感染症対策テント用オプション

医療従事者と患者の 接触を最大限に減らす


PCR検査において、医療従事者の感染リスクを減らす事を目的に、PCR検査ブースを設計致しました。ウイルスの感染経路として挙げられる「飛沫感染」「接触感染」を最大限に抑え、防ぐ事を目的としています。

※別売りの送風機使用で陽圧にできます。



PCR検査ブース

感染症対策テント
オプション



ボックス形状にシートで覆われた、密閉型ブースです。

PCR検査ブースの特徴

感染症対策テントへ後付けで、簡単に取付けできます。



● 感染症対策テントへ取り付けて使用した場合



別売りオプション



密閉式検査ブースは、外気を取込む事で陽圧状態となります。

上の写真は陽圧でブースが膨らんだ状態です。

ブース内の空気は、患者側の空間へと流れていきます。

(送風プロアは別売となります。)

規格サイズ				
名称	Ref.	幅 x 奥行 x 高さ(m)	重量(kg)	希望小売価格
PCR検査 ブース	感染症対策テント M用	ICT-PCRM	3.55 x 2.68 x 2.0	20 ￥107,800(税込)
	感染症対策テント L用	ICT-PCRL	3.55 x 3.53 x 2.0	25 ￥132,000(税込)
オプション	送風機(雨除けカバー付)	ICT-BRO		10 ￥108,680(税込)

※感染症対策テントのオプションとなります。

【感染症対策テントとセットでご購入の場合】

規格サイズ			
名称	Ref.		希望小売価格
PCR検査 ブース + テント	感染症対策 感染症対策	感染症対策テント Mセット	ICT-MS ￥536,800(税込)
		感染症対策テント Lセット	ICT-LS ￥616,000(税込)
オプション	送風機(雨除けカバー付)	ICT-BRO	￥108,680(税込)



バイオ・インターナショナル株式会社

※価格は税別となります。

〒101-0022

東京都千代田区外神田5-6-15

TEL03-5807-1038

FAX03-5807-2279